



HOJA DE VIDA EQUIPOS EN OPERACIÓN

CÓDIGO: F-GFT011

VERSIÓN: 01

FECHA: 12-05-2023

Página 1 de 3

1. Datos de identificación			
		Nombre del Equipo o simulador	Electrocardiografo
		Modelo o referencia	SE - 1200
		Serial Activo Fijo Unicatólica del Sur	FUCS 0699
		Ubicación	Laboratorio Simulación Clínica
		Reg. sanitario/ permiso comercialización	
		Imagen	
Fecha Adquisición	02/04/2024	Tipo de Simulador	Fidelidad Intermedia: <input checked="" type="checkbox"/>
Costo	\$12.817.300		Alta Fidelidad: <input type="checkbox"/>
Fabricante	Edan	Contacto: Tel. (1) 2841318 - 2838472 - Bogota Cel: 318- 8565124	Correo electrónico: didaclibcotiz@outlook.com
Proveedor	Didaclibros LTDA	Contacto: Tel. (1) 2841318 - 2838472 - Bogota Cel: 318- 8565124	Correo electrónico: didaclibcotiz@outlook.com
Tipo de Adquisición			
Compra directa: <input checked="" type="checkbox"/> Donación: <input type="checkbox"/> Comodato: <input type="checkbox"/> Leasing: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>			
Cual: _____			

2. Registro de Apoyo técnico

Cantidad	Marca	Modelo	Serie o referencia
1 electrocardiógrafo	Edan	SE - 1200	FUCS 0699

Elaborado por: Coordinador de Laboratorio	Revisado por: Asesor OASIC	Aprobado por: Asesora SIAC
---	--------------------------------------	--------------------------------------



HOJA DE VIDA EQUIPOS EN OPERACIÓN

CÓDIGO: F-GFT011

VERSIÓN: 01

FECHA: 12-05-2023

Página 2 de 3

3. Clasificación del riesgo:

Riesgo Bajo IA: Riesgo Moderado Ia(B): Riesgo Alto IIb(C): Riesgo muy alto III(D):

4. Tipo de Tecnología

Eléctrico: Electrónico: Mecánico: Electromecánico: Otro:

5. Características Técnicas

Peso: 3 Kg Temperatura: Dimensiones: 222 MM x 310 MM Voltaje: 14.8 V
Frecuencia: No reporta Consumo de Corriente: 100 a 240 V

6. Mantenimiento

Periodicidad del mantenimiento		¿Requiere calibración? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Periodicidad de la calibración	
Fecha	Tipo de mantenimiento	Observación	Fecha próximo mantenimiento	Responsable

7. Lista de chequeo de documentos, soportes, anexos a la hoja de vida

No.	Documento	Observación
1	Fotocopia de factura de Compra del producto	Ninguna

Elaborado por: Coordinador de Laboratorio	Revisado por: Asesor OASIC	Aprobado por: Asesora SIAC
---	--------------------------------------	--------------------------------------



HOJA DE VIDA EQUIPOS EN OPERACIÓN

CÓDIGO: F-GFT011

VERSIÓN: 01

FECHA: 12-05-2023

Página 3 de 3

DOCUMENTO CONTROLADO

Elaborado por: Coordinador de Laboratorio	Revisado por: Asesor OASIC	Aprobado por: Asesora SIAC
---	--------------------------------------	--------------------------------------