




## HOJA DE VIDA EQUIPOS EN OPERACIÓN

CÓDIGO: F-GFT011

VERSIÓN: 01

FECHA: 12-05-2023

Página 1 de 4

Imagen		1. Datos de identificación	
		Nombre del Equipo o simulador	CLINICAL HARE SIMULATOR
		Modelo o referencia	320-05050
		Serial Activo Fijo Unicatólica del Sur	FUCS 0775
		Ubicación	Laboratorio Simulación Clínica
		Reg. sanitario/ permiso comercialización	
		Tipo de Simulador	Baja Fidelidad: <input type="checkbox"/> Fidelidad Intermedia: <input type="checkbox"/> Alta Fidelidad: <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha Adquisición	02/02/2023	Contacto: Tel. (1) 2841318 - 2838472 - Bogota	Correo electrónico: didaclubcotiz@outlook.com
Costo	\$308.329.000	Cel: 318- 8565124	
Fabricante	Laerdal	Contacto: Tel. (1) 2841318 - 2838472 - Bogota	Correo electrónico: didaclubcotiz@outlook.com
Proveedor	Didaclubros LTDA	Cel: 318- 8565124	
<b>Tipo de Adquisición</b>			
Compra directa: <input checked="" type="checkbox"/>	Donación: <input type="checkbox"/>	Comodato: <input type="checkbox"/>	Leasing: <input type="checkbox"/>
Otro: <input type="checkbox"/>			
Cual: _____			

## 2. Registro de Apoyo técnico

Cantidad	Marca	Modelo	Serie o referencia
1 Simpad Plus	Laerdal	S/N:TSCC61035921 ID 20430150 Ref: 204-30101	FUCS 0776
1 Lleap para SimPad	Laerdal	Software del SimPad Plus Ref: 204-50150	FUCS 0776
1 Monitor del Paciente	Dell	S/N: HL8JYS3	FUCS 0778

<b>Elaborado por:</b> Coordinador de Laboratorio	<b>Revisado por:</b> Asesor OASIC	<b>Aprobado por:</b> Asesora SIAC
---	--------------------------------------	--------------------------------------



## HOJA DE VIDA EQUIPOS EN OPERACIÓN

CÓDIGO: F-GFT011

VERSIÓN: 01

FECHA: 12-05-2023

Página 2 de 4

		Ref: 400-29301	
Auriculares Simpad + micrófono	Speedlink	Clinical Hare Simulator Ref: 200-30850	FUCS 0779
1 ShockLink System	Laerdal	Clinical Hare Simulator Ref: 185-10050	FUCS 0780
1 Router	TP Link	S/N: 2206588000839	FUCS 0781
Kit de Cuidado de evaluación de heridas medio	Laerdal	Ref: 320-24050-M	FUCS 0775
1 Mastectomía piel (Piel intercambiable tubo)	Laerdal	Clinical Hare Simulator Ref: 320-27050-M	No tiene, es de material plástico
1 Set Genital Masculinos	Laerdal	Clinical Hare Simulator Ref: 320-28050-M	FUCS 0784
1 Set Pies intercambiable (heridas)	Laerdal	Clinical Hare Simulator Ref: 320-25550-M	FUCS 0785
1 Juego de piel intercambiable geriátrico	Laerdal	Clinical Hare Simulator Ref: 322-10550-M	No tiene, es de material plástico

### 3. Clasificación del riesgo:

Riesgo Bajo I(A)  Riesgo Moderado I(a)(B)  Riesgo Alto II(b)(C)  Riesgo muy alto III(D)

### 4. Tipo de Tecnología

Eléctrico:  Electrónico:  Mecánico:  Electromecánico:  Otro:

### 5. Características Técnicas

Peso: 31,75 Kgs Temperatura: Funcionamiento de 4°C a 40°C Almacenamiento -15°C a 50°C Carga 19°C a 25°C

Dimensiones: 170Cms Voltaje: 12 Voltios CC, 3,3 A Frecuencia: 2,4 GHz WLAN 5GHz

Consumo de Corriente: 6 horas carga 100% Batería interna 14,52 V, 5,2 Ah, 76 Wh

<b>Elaborado por:</b> Coordinador de Laboratorio	<b>Revisado por:</b> Asesor OASIC	<b>Aprobado por:</b> Asesora SIAC
---	--------------------------------------	--------------------------------------





## HOJA DE VIDA EQUIPOS EN OPERACIÓN

CÓDIGO: F-GFT011

VERSIÓN: 01

FECHA: 12-05-2023

Página 4 de 4

### 7. Lista de chequeo de documentos, soportes, anexos a la hoja de vida

No.	Documento	Observación
1	Garantía Simpad Plus. Vigencia 1 año a partir de la fecha compra	
2	Manual de Usuario Simpad Plus	
3	Manual de Usuario Clinical Hare Simulator	
4	Garantía Clinical Hare Simulator Vigencia 1 año a partir de la fecha compra	
5	Manual Usuario Computadora DELL	
6	Garantía Computador PC Dell	
7	Manual Usuario Set Genital Masculino	
8	Manual Pies intercambiables	
9	Manual ShockLink	
10	Fotocopia de factura de Compra del producto	Ninguna

<b>Elaborado por:</b> Coordinador de Laboratorio	<b>Revisado por:</b> Asesor OASIC	<b>Aprobado por:</b> Asesora SIAC
---	--------------------------------------	--------------------------------------